



数显啤酒饮料二氧化碳测定仪 型号：7001-C



产品简介

数显啤酒饮料 CO₂ 压力测定仪用于测量啤酒或碳酸饮料的二氧化碳含量，参照美国啤酒协会 ASBC 方法进行研制，符合国标《GB/T4928—2001 啤酒分析方法》，符合国标《GB/T 10792-1995 碳酸饮料(汽水)》。啤酒饮料二氧化碳含量测定仪采用不锈钢和高分子材料制成，表面光洁度，经久耐用，性价比较高。

啤酒饮料 CO₂ 压力测定仪能测出啤酒或饮料的总压力，配合温度测量，通过计算和查表便可得出二氧化碳的含量，适合测量各种尺寸的瓶装和罐装样品。



技术参数

二氧化碳：0-4.00%v/v(即 0.8%w/w)

压 力：0.4/0.6Mpa

分 度：0.01Mpa

温 度：0-50℃

分 度：0.1℃

瓶 高：

最 小：50mm

最 大：330mm

瓶底直径：最大 102mm(有适合更大范围的型号供订购)

注意事项

- 1.将待测样品处理到室温(20℃左右)
- 2.将样品倒转几次后放于二氧化碳测定仪的样品底座上，注意底座应处于最低位置。若有帽标需将瓶盖表面的帽标纸刮净，防止穿刺时影响胶粒与瓶盖的密封。
- 3.调节好穿刺头支架高度(约高于瓶盖高度 1-3 mm)。。

标准配置

序号	名称	规格	数量
1	测试架	台	1
2	压力表	台	1
3	附表	份	1
4	说明书	份	1
5	合格证	份	1

备注说明

7001A 型啤酒饮料二氧化碳测定仪为指针显示，7001-B 为啤酒饮料二氧化碳测定及空气含量测定仪，7001-C 型数显啤酒饮料二氧化碳测定仪标配数显压力表，是 7001-A 的升级款！





联系方式

山西信伟慧诚科技有限公司

电话: 0355-2234100

18035568871

传真: 0355-2234100

网址: www.xwhckj.com

地址: 山西省长治市潞州区西大街商务广场写字楼 509 室



山西信伟慧诚科技有限公司

SHAN XI XIN WEI HUI CHENG KE JI YOU XIAN GONG SI